

LMNT.

✓ **Dispositivo Home-Use e Senza Fili**

Portalo sempre con te per una beauty routine senza limiti.

✓ **Trattamento dall'Effetto Liftante**

Riduce visibilmente le rughe e ridefinisce i contorni del viso.

✓ **Tecnologia Sicura, Indolore e Approvata FDA**

Risultati professionali a casa in totale comfort e zero tempi di recupero.



AlmaTM
For You. For Life.

www.almalasers.it | info@almalasers.it



LMNT.

**Ringiovanimento
viso Home-Use**

Pelle Visibilmente Più Giovane, comodamente a casa tua!

Desideri una pelle più compatta, luminosa e senza i segni del tempo? **LMNT** è la risposta scientifica alle tue esigenze quotidiane.

Un innovativo dispositivo **approvato dall'FDA** e nato dall'esperienza medica di Alma Lasers per prevenire l'invecchiamento cutaneo e combattere attivamente le rughe direttamente a casa tua.

Combinando l'efficacia della luce e dell'infrarosso NIR con lo stimolo delle micro-pulsazioni, LMNT agisce delicatamente ma in estrema profondità. Il risultato? Una pelle rigenerata, rimpolpata e dall'aspetto sorprendentemente fresco e sano, senza alcun tempo di recupero o irritazione.



Prima



Dopo

3 tecnologie in un unico dispositivo

Con il tempo, la produzione naturale di collagene ed elastina diminuisce, causando la comparsa di rughe e la perdita di tono.

LMNT è la soluzione avanzata, sicura e indolore (approvata dalla FDA) per riattivare i processi di rigenerazione cutanea attraverso tre tecnologie sinergiche:

- **Infrarosso NIR:** penetra nei tessuti profondi per stimolare la sintesi di nuovo collagene e migliorare l'elasticità.
- **Luce 630nm:** stimola la microcircolazione e uniforma l'incarnato, restituendo luminosità immediata.
- **Micropulsazioni:** offrono un massaggio meccanico mirato che tonifica e stimola i tessuti.

3 Step per la Tua Routine

01 | Prepara

Applica un siero a base oleosa sul viso per facilitare lo scorrimento del dispositivo.

02 | Attiva e Illumina

Passa il dispositivo su viso, collo e décolleté. La tecnologia NIR riscalda i tessuti, risvegliando le cellule della giovinezza.

03 | Rigenera in Profondità

Massaggia con movimenti circolari per 4 minuti a zona. Le micro-pulsazioni riducono le rughe e ridefiniscono i contorni.

Protocollo di Bellezza



Frequenza: 2/3 volte a settimana per il primo mese (15-20 minuti totali).
A seguire 1 volta a settimana come mantenimento.

Zone: Viso, collo e décolleté.

Risultati: Riduzione progressiva delle rughe, pelle più compatta, texture migliorata e colorito radioso fin dalle prime settimane.