

Accent *Prime*
Love Your Shape

Il Completo Rimodellamento Viso & Corpo

Alma
For You. For Life.

www.almalasers.it - info@almalasers.it



Alma
For You. For Life.

Tecnologia

Cold Shear Wave™

La tecnologia **UltraSpeed** sfrutta 3 diversi tipi di onde danneggiando esclusivamente gli adipociti e lasciando intatti i tessuti circostanti.

Profondità di Azione: circa 18-20mm

Unipolar™

La Tecnologia Unipolare grazie alla frequenza di **40,68 MHz**, la più alta al mondo in ambito medicale, sfrutta un riscaldamento dielettrico che combinato con il **Phase Shifter™** raggiunge diversi livelli profondità.

Profondità di Azione: 8mm / 13mm / 20mm

Microplasma

La Tecnologia **Pixel RF** è la Radiofrequenza Ablativa Frazionata per tutti i trattamenti di ringiovanimento della pelle, cicatrici e smagliature, adatta a tutti i fototipi senza **nessun rischio** di iperpigmentazione.

Livelli di Ablazione: da 1 a 4, combinazioni differenti di ablazione ed effetto termico

Impact™

L'**Impact** è un veicolatore transdermico ad ultrasuoni che grazie all'effetto "Push & Pull" favorisce l'assorbimento di principi attivi nel derma.

Profondità di Azione: fino a 150 µm

Moduli



UltraSpeed

Ultrasuono selettivo per adiposità localizzate



UniBody

Radiofrequenza Unipolare Corpo con massaggio linfodrenante



UniLarge

Radiofrequenza Unipolare Corpo con termometro integrato



Bipolar

Radiofrequenza Bipolare Viso con termometro integrato



Pixel RF

Radiofrequenza Ablativa Frazionata con 4 Tip differenti



Impact

Veicolatore Transdermico ad Ultrasuoni

Indicazioni

Body & Face Contouring

Rimodellamento Viso & Corpo: La combinazione delle tecnologie a Ultrasuoni e Radiofrequenza per la riduzione del grasso e il rimodellamento dei tessuti.

Skin Rejuvenation & Resurfacing

Ringiovanimento della Pelle: L'azione della Radiofrequenza Ablativa Frazionata per la stimolazione e la formazione di nuovo collagene.

Skin Tightening

Rassodamento e Lassità Cutanee: La tecnologia avanzata della Radiofrequenza per il miglioramento di tutti i cedimenti cutanei.

Cellulite

Cellulite Corpo: La Radiofrequenza Unipolare abbinata al massaggio linfodrenante per tutti gli inestetismi della pelle.

Vantaggi

Veloce & Efficace:

20 minuti per un rimodellamento completo del corpo.

Sicuro & indolore:

Completo controllo del trattamento grazie al raffreddamento e monitoraggio della temperatura.

Nessun Effetto Indesiderato:

Adatto a tutti i fototipi, in ogni periodo dell'anno.

Peso: 60 Kg
Dimensioni: 47 cm x 46 cm x 121 cm
Alimentazione: 230 VAC, 5A, 50/60 Hz

