

Soprano Titanium:
i Manipoli.



TRIO4cm²

40% più rapido!

Il nuovo manipolo è una risorsa preziosa per qualsiasi clinica. Con la sua dimensione dello spot di 4 cm² e le tre lunghezze d'onda, riduce significativamente i tempi e rende i trattamenti completi e sicuri per i pazienti.
Con TRIO 4cm², l'epilazione laser è rapida, efficiente e conveniente.



TRIO - Tre in Uno

Il manipolo Trio utilizza tre lunghezze d'onda altamente efficaci per un trattamento di epilazione completo. Lo spot di 2 cm² agisce contemporaneamente, in diverse profondità dei tessuti, aumentando l'efficienza del trattamento.



Facial Tip - Precisa ed Efficace

Adattatore per tutti i Diodi che consente di trattare aree piccole e normalmente difficili da raggiungere. Grazie al piccolo spot e alla tecnologia avanzata elimina i peli di orecchie, narici e glabella.



SPEED™ 810 - Il Classico

Il "classico" Diodo 810 consente di trattare tutti i fototipi in totale sicurezza. Tratta anche le aree più grandi ed offre ai pazienti una procedura di epilazione sicura ed altamente efficace.



ALEX 755 - Il Potere della Diversità


Potente assorbimento, combinato con raffreddamento continuo, comfort e bassa manutenzione, consente il trattamento di una vasta gamma di tipologie e colori di peli, inclusi quelli chiari e sottili.

Soprano Titanium

Rapido. Sicuro. Intelligente

Hair Removal, **Reinvented.**





Vi presentiamo **Soprano Titanium.**

Una piattaforma rivoluzionaria che combina efficacia, rapidità e comfort. Grazie al nuovo manipolo QUATTRO con spot di 4 cm² e al sistema di raffreddamento avanzato, i trattamenti con Soprano Titanium sono molto più veloci e indolori.

Soprano Titanium sfrutta i vantaggi di tre lunghezze d'onda combinate per trattare tutti i fototipi e tipi di pelo.

Titanium: **i Vantaggi**

✓ Nuovo Spot 4 cm²

40% Più Veloce!

Soprano Titanium presenta Quattro 3D, un nuovo applicatore unico ed efficiente con una dimensione dello spot di 4 cm². Il nuovo manipolo rende i trattamenti molto più rapidi e indolori, garantendo un'esperienza più confortevole per i pazienti.

✓ Schermo Android 15'

Intuitivo e Funzionale.

Questo macchinario è dotato di un nuovo schermo Android da 15' di grandi dimensioni, con parametri preimpostati. I professionisti del settore possono quindi lavorare in sicurezza con un nuovo sistema più intuitivo e funzionale.

✓ Ice Plus

Raffreddamento Continuo.

ICE Plus è una tecnologia avanzata che raffredda continuamente la pelle e facilita il mantenimento di una temperatura controllata durante l'intero trattamento. I pazienti possono godere di un trattamento completamente indolore, fresca e confortevole per tutta la sessione.

✓ Doppio connettore


Più Flessibilità!

Soprano Titanium è la prima versione dei Soprano che include due connettori, consentendo di collegare in ogni momento due diversi applicatori alla piattaforma. Questa funzione consente una maggiore flessibilità, eliminando il tempo dedicato al cambio degli applicatori durante i trattamenti.

Smart Clinic

Gestisci la tua clinica. Massimizza il Tuo Potenziale.

Smart Clinic è uno strumento pionieristico di sviluppo aziendale basato sul Cloud che offre un accesso continuo ai dati live tramite un'applicazione e una piattaforma online. Migliora i processi di gestione in modo semplice e continuo, consentendo di accedere ai dati e apportare modifiche senza perdere tempo. Smart Clinic ti permette di controllare la tua clinica e migliorare le attività di marketing abilitando le notifiche di lanci, nuovi prodotti, inviti a eventi e altro ancora.



Non perdere mai un colpo.

Smart Clinic è una soluzione polivalente in grado di fornire un quadro completo della tua attività; sia che si tratti di una singola clinica o di una catena.

Piattaforme e Manipoli | Smart Clinic consente di visualizzare il numero di impulsi, il tempo impiegato e le aree trattate. Questi dati sono cruciali per monitorare le prestazioni dei professionisti e migliorare la gestione delle risorse umane.

Gestione del Trattamento | Grazie a Smart Clinic potrai seguire da vicino i singoli pazienti, tenendo conto delle aree trattate, dei protocolli e delle date di ogni visita, monitorare i casi e le esigenze dei pazienti e contattarli quando si avvicina il loro prossimo trattamento. Smart Clinic presenta i protocolli clinici sullo schermo, rendendo i protocolli cartacei un ricordo del passato.

Manutenzione e Assistenza | Smart Clinic ti consente di chiamare l'assistenza in qualsiasi momento tramite l'applicazione, inviandoti una guida alla risoluzione dei problemi in modo che questi possano essere risolti immediatamente. Offre la possibilità di tracciare i trattamenti, gestire gli errori del sistema e ricevere avvisi di manutenzione (acqua / filtri). Con Smart Clinic puoi prevenire i tempi di inattività, gestire le tue risorse in modo più efficiente e aumentare la produttività.